


АДАПТЕРИ ДО ПЛЯШКОВОГО ЗВОЛОЖУВАЧА



RespiFlo 34x1,5



RespiFlo 16x1

НАЗВА

Різьблення дозатора

Різьблення зволожувача

ІНДЕКС

Адаптер RespiFlo 14x1 внутр. (стар.FARUM)	14x1 внутр.	9/16	NBZ 01 08 00
Адаптер RespiFlo 34x1,5 нар. (DRAGER)	34x1,5 нар.	9/16	NBZ 01 09 00
Адаптер RespiFlo G3/8 внутр. (Франція)	G3/8 внутр.	9/16	NBZ 01 10 00
Адаптер RespiFlo 16x1 нар. (нов. FARUM)	16x1 нар.	9/16	NBZ 01 12 00
Адаптер RespiFlo 9/16 внутр.(Італія)	12x1,25 внутр.	9/16	NBZ 01 13 00
Адаптер RespiFlo G1/4 внутр. (korgiel)	G1/4 внутр.	9/16	NBZ 01 14 00
Адаптер RespiFlo 9/16 внутр.	9/16 внутр.	9/16	NBZ 01 15 00

АДАПТЕР ПЛЯШКОВИЙ FARUM



НАЗВА

Адаптер пляшковий до дозатора FARUM



ІНДЕКС

NBZ 01 05 00

ВТУЛКА



Для безпосереднього підключення шланга до дозатора

ІНДЕКС

TN 01 02 10