

ЗВОЛОЖУВАЧІ ДО ДОЗАТОРІВ



КОНСТРУКЦІЯ ЗВОЛОЖУВАЧА ПОЛІКАРБОНАТНОГО

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Гайка кріплення дозатора | 4 Пляшка зволожувача |
| 2 Корпус зволожувача | 5 Дифузор |
| 3 Втулка для з'єднання з трубкою | 6 Фільтр |

ПАРАМЕТРИ ЗВОЛОЖУВАЧА

- Пляшка полікарбонатна,
- Місткість 250 мл,
- Можливість стерилізації при температурі 120 С,
- Продуктивність до 7 мл. води /год.

НАЗВА

ІНДЕКС

Ємність для води полікарбонатна 250 мл	NBZ 02 02 01
Ємність для води скляна 250 мл.	NBZ 03 02 00
Ємність для води скляна 500 мл.	NBZ 03 03 00
Ємність для води скляна 1л.	NBZ 03 04 00
Контейнер єдноразовий RespiFlo 500 ml	PRF 01 01 00
Зволожувач до дозатора полікарбонатного	NBZ 01 00 00
Зволожувач до дозатора скляний 500мл	NBZ 02 00 01
Зволожувач до дозатора скляний 250мл	NBZ 02 00 00
Контейнер з адаптером до дозатора FARUMI	NBZ 01 05 00 A



Ємність RespiFlo



Адаптер пляшковий до дозатора FARUM



Ємність для води скляна